

Dlat Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q8Bmf4

품목 번호: CM0025726

소개

마우스 dihydrolipoamide acetyltransferase (PDC-E2)에 대한 DLAT 토끼 폴리클론항체. WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 반응. 대사 연구용.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DLAT Rabbit pAb
비고/별칭	DLTA; PDC-E2; 6332404G05Rik
종	마우스
GeneID (Human)	1737
GeneID	235339
면역원	마우스 DLAT (NP_663589.3)의 아미노산 86-305에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8BMF4
단백질 분자량	68 kDa
배송	아이스백