

Wb, Elisa용 Dlx5 Rabbit Mab - P56178

품목 번호: CM0009354



소개

DLX5 토끼 단일클론 항체는 인간 DLX5를 검출하며, 이는 조골세포 분화 및 골 발달에 필수적인 전사인자입니다. 응용 분야: WB, ELISA. 골 생물학 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DLX5 Rabbit mAb
비고/별칭	SHFM1; SHFM1D; DLX5
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	1749
유전자 ID	1749
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 DLX5 (P56178)의 아미노산 150-250 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P56178
단백질 분자량	32kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)