

Dmgdh 토끼 단클론 항체, Wb, If-P, Elisa용 - Q9Ui17

품목 번호: CM0007563



소개

DMGDH 토끼 단클론 항체는 인간, 마우스, 래트와 교차 반응성이 확인된 WB, IF-P, ELISA용 단클론 항체입니다. 글리신 대사 과정에서 미토콘드리아 다이메틸글리신 탈수소효소 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DMGDH 토끼 단클론 항체
비고/별칭	DMGDHD; ME2GLYDH
종	인간
유전자 ID (인간)	29958
유전자 ID	29958
면역원	재조합 단백질 인간 DMGDH(NP_037523.2)의 아미노산 472-866번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UI17
단백질 분자량	45KD/97kDa
배송 방식	아이스백