

Dmp1 토끼 단클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - Q13316

품목 번호: CM0005574

소개

WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증된 항-DMP1 토끼 단클론 항체입니다. 뼈와 치아 무기화에 관여하는 인간 상아질 기질 산성 인단백질 1(DMP1, 56kDa)을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DMP1 토끼 단클론 항체
비고/별칭	ARHP; ARHR; DMP-1
반응 종	인간
유전자ID	1758
면역원	인간 DMP1 (NP_004398.1)의 아미노산 413-513번 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q13316
단백질 분자량	56kDa
배송 방식	아이스백