

Dnaja4 토끼 단일클론 항체 (Wb, Ip, Elisa용) - Q8Ww22

품목 번호: CM0003573

소개

마우스 및 쥐와의 교차 반응성이 확인된 WB, IP, ELISA용으로 검증된 DNAJA4 토끼 단일클론 항체입니다. 막 국재화(membrane-localized) 샤페론 활성, 대안 스플라이싱, 아연집단(zinc-finger) 단백질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DNAJA4 토끼 mAb
비고/별칭	MST104, MSTP104, PRO1472, DNAJA4
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	55466
유전자 ID	55466
면역원(Immunogen)	사람 DNAJA4 (NP_057538.1)의 아미노산 300-397에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	WB, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q8WW22
단백질 분자량	45kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)