


Dnajc17 Rabbit Pab - Q9Nvm6

품목 번호: CM0024237



소개

인간 DNJC17을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 약 35 kDa 단백질을 인식합니다. PAX PAX8 매개 전사 조절 및 샤페론 관련 연구 조사에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DNJC17 Rabbit pAb
비고/별칭	DNJC17
종	인간(Human)
GeneID (인간)	55192
GeneID	55192
면역원	인간 DNJC17 (NP_060633.1)의 아미노산 1-304에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q9NVM6
단백질 크기	35kDa
배송	아이스 백(Ice bag)