

Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 Dnmt1 토끼 다클로날 항체 - P26358

품목 번호: CM0028888



소개

DNMT1 Rabbit pAb은 인간 DNMT1에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 검증되었습니다. DNA 메틸화, 후성유전, 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DNMT1 Rabbit pAb
비고/별칭	AIM; DNMT; MCMT; CXXC9; HSN1E; ADCADN; m.Hsa1; DNMT1
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	1786
유전자 ID	1786
면역원	재조합 단백질 DNMT1 (NP_001370.1)의 아미노산 760-1109에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P26358
단백질 분자량	183kDa
배송	아이스백