


Dnmt3A 토끼 다클론 항체 (Wb, Ip, Elisa용) - Q9Y6K1

품목 번호: CM0021398



소개

DNMT3A를 표적으로 하는 고친화성 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역침전, ELISA에서 검증되었습니다. 사람, 생쥐, 쥐의 DNMT3A를 검출하며, 데 novo DNA 메틸화 및 후성유전학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DNMT3A 토끼 다클론 항체
비고 / 별칭	TBR5; HESJAS; DNMT3A2; M.HsaIIIA; DNMT3A
종	사람
유전자 ID (사람)	1788
유전자 ID	1788
면역원	재조합 단백질 사람 DNMT3A(NP_072046.2)의 아미노산 1-132번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질입니다.
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	Q9Y6K1
단백질 분자량	102kDa
배송 방식	아이스백