


도파민 수송체/Dat 토끼 Mab (Wb, Ihc-P, Elisa용) - Q01959

품목 번호: CM0005396



소개

WB, IHC-P, ELISA용 인간 도파민 수송체(DAT)를 타겟으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 도파민 신호 전달 및 신경 퇴행 연구에 이상적입니다. SWISS: Q01959.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	도파민 수송체/DAT 토끼 mAb
비고/별칭	DAT; DAT1; PKDYS; PKDYS1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	6531
GeneID	6531
면역원	합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q01959
단백질 크기	68kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)