

Dpp3 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q9Ny33

품목 번호: CM0030392



소개

WB와 ELISA에서 유효성이 검증된 DPP3 토끼 다클론 항체입니다. 안지오텐신, 엔케팔린과 같은 생리활성 펩타이드를 절단하는 세포질 아연 금속단백분해효소인 인간, 생쥐, 래트 DPP3를 검출합니다. IVD 검사법 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DPP3 토끼 pAb
비고/별칭	DPPIII; DPP3
종	인간
유전자 ID	10072
면역원	인간 DPP3(NP_569710.2)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 래트
SWISS	Q9NY33
단백질 분자량	83kDa
배송 방법	아이스백