


Wb 및 Elisa용 Drd2 토끼 다클론 항체 - P14416

품목 번호: CM0016640



소개

인간 도파민 D2 수용체(DRD2)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. Western blot 및 ELISA용으로 검증되었으며, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 약 51 kDa 밴드를 검출합니다. 신경과학 및 GPCR 신호전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DRD2 토끼 pAb
비고/별칭	D2R; D2DR; DRD2
종	인간
유전자 ID(인간)	1813
면역원	합성 펩타이드 인간 DRD2(NP_000786.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P14416
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스팩