


## Dusp12 다클론 항체 (토끼), Wb 및 Elisa용 - Q9Uni6

품목 번호: CM0017271



## 소개

인간 및 마우스 시료의 WB와 ELISA에서 유효성이 검증된 DUSP12 토끼 다클론 항체입니다. 타이로신 및 세린/트레오닌 잔기의 탈인산화에 관여하는 이중특이성 포스파타아제 12(38 kDa)를 검출합니다. 연구용으로 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 제품명         | DUSP12 토끼 pAb                                                  |
| 비고/별칭       | YVH1; DUSP1; DUSP12                                            |
| 종           | 인간                                                             |
| 유전자 ID (인간) | 11266                                                          |
| 유전자 ID      | 11266                                                          |
| 면역원         | 인간 DUSP12(NP_009171.1)의 아미노산 130-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 원천          | 토끼                                                             |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                         |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                                      |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스                                                        |
| SWISS       | Q9UNI6                                                         |
| 단백질 분자량     | 38kDa                                                          |
| 배송          | 아이스 팩                                                          |