


Dusp4 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa 용) - Q13115

품목 번호: CM0026145



소개

DUSP4 토끼 다클론 항체는 웨스턴 블롯(WB)과 ELISA에서 인간 DUSP4/MKP-2를 검출합니다. 예상 분자량이 약 43 kDa이며 ERK1/2를 탈인산화하는 이중특이성 포스파타아제를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DUSP4 토끼 pAb
비고/별칭	TYP, HVH2, MKP2, MKP-2, DUSP4
종	인간
유전자ID (인간)	1846
면역원	인간 DUSP4 (NP_001385.1)의 아미노산 1-168번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q13115
단백질 분자량	43kDa
배송 방식	아이스 팩