

Wb, Elisa용 Dut 토끼 단일클론 항체 - P33316

품목 번호: CM0006605



소개

인간 DUT(dUTPase)를 표적으로 하며 WB 및 ELISA에서 검증된 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. 재조합 C-말단 면역원; 27 kDa; 인간과 교차 반응합니다. 뉴클레오타이드 대사 및 DNA 복제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DUT 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	BMFDMS; dUTPase; DUT
종	인간
유전자 ID (인간)	1854
유전자 ID	1854
면역원	재조합 단백질 인간 DUT(NP_001020419.1)의 아미노산 160~252에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
유래	토끼
분류	단일클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P33316
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스팩