


Dvl2 토끼 다클론 항체 (If/Icc, Elisa용) - O14641

품목 번호: CM0027382



소개

IF/ICC 및 ELISA에서 유효성이 검증된 DVL2 토끼 다클론 항체로, 마우스와 교차반응성을 가집니다. Wnt 신호전달의 핵심 매개체인 인간 DVL2(UniProt O14641)를 표적으로 하며, 발생 및 신호전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DVL2 토끼 pAb
비고/별칭	DVL2
종	인간
유전자ID (인간)	1856
유전자ID	1856
면역원	인간 DVL2(NP_004413.1)의 아미노산 600-700번 서열에 해당하는 재조합 융합단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	IF/ICC, ELISA
교차반응성	마우스
SWISS	O14641
단백질 분자량	79kDa
배송 방식	아이스 팩