


## Dync1Li2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - O43237

품목 번호: CM0021933



### 소개

다인경 라이트 인터미디에이트 체인 2(DYNC1LI2)에 대한 토끼 폴리클론 항체, 미세소관 기반 소포체 수송에 관여; 인간, 마우스, 래트에서 WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증됨.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 사양                                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | DYNC1LI2 토끼 폴리클론 항체                                               |
| 비고/별칭       | LIC2; DNCL12; DYNC1LI2                                            |
| 종           | 인간                                                                |
| 유전자 ID (인간) | 1783                                                              |
| 유전자 ID      | 1783                                                              |
| 면역원         | 인간 DYNC1LI2 (NP_006132.1)의 아미노산 328-492에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 원천          | 토끼                                                                |
| 카테고리        | 폴리클론 항체                                                           |
| 응용 분야       | WB, IHC-P, ELISA                                                  |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                                       |
| SWISS       | O43237                                                            |
| 단백질 분자량     | 54kDa                                                             |
| 배송          | 아이스백                                                              |