

Wb 및 Elisa용 E2F1 토끼 다클로날 항체 - Q01094

품목 번호: CM0023645



소개

사람 전사 인자 E2F1에 대한 고품질의 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 사람, 쥐, 및 랫트 샘플에 적합합니다. 세포 주기 및 세포 사멸 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	E2F1 Rabbit pAb
비고/별칭	RBP3; E2F-1; RBAP1; RBBP3; E2F1
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	1869
GeneID	1869
면역원(Immunogen)	사람 E2F1 (NP_005216.1)의 아미노산 301-437에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q01094
단백질 분자량	47kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)