

E2F6 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - O75461

품목 번호: CM0027995

소개

인간 E2F6 전사 인자에 대한 토끼 폴리클론 항체. WB, IF/ICC, IP, ELISA 및 ChIP 응용에 적합. 인간 및 마우스와 교차 반응. 세포 주기 및 유전자 조절 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	E2F6 Rabbit pAb
비고/별칭	E2F-6; E2F6
종	인간
GeneID	1876
면역원	인간 E2F6 (NP_937987.2)의 아미노산 1-281에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O75461
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스백