

Ece1 토끼 Pab - P42892

품목 번호: CM0019453



소개

인간 ECE1(엔도텔린 전환 효소 1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 약 87 kDa 밴드를 검출합니다. 엔도텔린-1 처리 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ECE1 토끼 pAb
비고/별칭	ECE; ECE1
종	인간
GeneID (인간)	1889
GeneID	1889
면역원	인간 ECE1(NP_001388.1)의 아미노산 670-770에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P42892
단백질 분자량	87kDa
배송	아이스백