

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Eda 토끼 Pab - Q92838

품목 번호: CM0026848



소개

인간 EDA (Ectodysplasin-A)를 표적으로 하는 고품질의 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 발생 생물학 및 외배염 이형성증 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	설명
제품명	EDA Rabbit pAb
비고/별칭	ED1; HED; EDA1; EDA2; HED1; ODT1; XHED; ECTD1; XLHED; ED1-A1; ED1-A2; EDA-A1; EDA-A2; TNLG7C; STHAGX1; EDA
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	1896
면역원	인간 EDA (NP_001390.1)의 아미노산 62-182 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q92838
단백질 크기	41kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)