

Wb, If, Ip, Elisa용 Eed 토끼 다클로날 항체 - O75530

품목 번호: CM0027655



소개

인간 EED(Polycomb protein EED, HEED, WAIT-1)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, IP 및 ELISA에 적합하며, 인간, 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 후성유전학 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EED Rabbit pAb
비고/별칭	HEED; COG1S; WAIT1; EED
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	8726
유전자 ID	8726
면역원(Immunogen)	인간 EED (NP_694536.1)의 아미노산 1-400에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 단백질 / 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	O75530
단백질 분자량	50kDa
배송(Shipping)	아이스백