


Eef2 토끼 단클론 항체 - P13639

품목 번호: CM0006228



소개

인간 elongation factor 2 (eEF2)를 표적으로 하는 재조합 단클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 번역 신장 및 신경퇴행 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	eEF2 토끼 단클론 항체
비고/별칭	EF2; EF-2; EEF-2; SCA26; eEF2
종	인간
유전자ID (인간)	1938
유전자ID	1938
면역원	인간 eEF2 (P13639)의 아미노산 759-858번 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P13639
단백질 분자량	95kDa
배송 방법	아이스 팩