

Eefsec Rabbit Pab - P57772

품목 번호: CM0019514



소개

인간 EEFSEC (SELB)에 대한 토끼 다클로널 항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 셀레노단백질 번역에 관여하는 셀레노시스테인 특이적 신장 인자를 인식합니다. 셀레노단백질 생합성 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EEFSEC Rabbit pAb
비고/별칭	SELB, EFSEC, EEFSEC
종	인간(Human)
GeneID (인간)	60678
GeneID	60678
면역원	인간 EEFSEC (NP_068756.2)의 아미노산 347-596에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P57772
단백질 분자량	65kDa
배송	아이스 백(Ice bag)