


Egf 수용체 (E746-A750Del 특이적) 웨스턴블롯, Elisa용 토끼 다클론 항체 - P00533

품목 번호: CM0018931



소개

E746-A750 결실이 있는 EGF 수용체를 검출하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 인간 시료와 반응합니다. 암 연구 및 신호 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	EGF 수용체 (E746-A750del 특이적) 토끼 pAb
비고/별칭	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2
종	인간
유전자ID (인간)	1956
유전자ID	1956
면역원	인간 EGF 수용체 재조합 단백질 (E746-A750del 특이적)
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P00533
단백질 분자량	134kDa
배송	아이스 팩