

Wb, Ihc-P, Elisa용 Egfr 토끼 Mab - P00533

품목 번호: CM0007424



소개

WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 고친화도 항-EGFR 토끼 단일클론 항체입니다. EGF 수용체 신호 전달, 암 생물학 및 진단 검사 개발 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EGFR Rabbit mAb
비고/별칭	EGFR; ERBB; ERBB1; HER1; NISBD2; PIG61; mENA; 표피 성장 인자 수용체
종	사람(Human)
유전자 ID	1956
면역원	제조항 단백질: 사람 EGFR (NP_005219.2)의 아미노산 335-525에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람(Human)
SWISS	P00533
단백질 분자량	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
배송	아이스백