

Wb, Ip, Elisa용 Egfr 토끼 다클로날 항체 - P00533

품목 번호: CM0020151



소개

인간 EGFR (ErbB-1, HER1)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IP, ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스, 쥐와 교차 반응합니다. 수용체 티로신 키나제 신호 전달 및 종양학 연구에 이상적입니다. 134 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EGFR Rabbit pAb
비고/별칭	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; EGFR
종	인간
GeneID	1956
면역원	인간 EGFR (NP_005219.2)의 아미노산 1100-1200 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	다클로날 항체
애플리케이션	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P00533
단백질 분자량	134kDa
배송	아이스백