

Ehd4 토끼 다클론 항체, Wb 및 Elisa용 - Q9H223

품목 번호: CM0014633

소개

EHD4/PAST4를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 마우스 EHD4(~61kDa)를 검출합니다. EHD4는 초기 엔도솜 수송과 혈관신생에서 기능하며 암 및 심혈관 연구와 관련이 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	EHD4 토끼 pAb
비고/별칭	PAST4; EHD4
종	인간
유전자 ID	30844
면역원	인간 EHD4(NP_644670.1)의 아미노산 362-541에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9H223
단백질 분자량	61kDa
배송 방식	아이스 팩