


Eif2S3 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - P41091

품목 번호: CM0027734



소개

WB 및 ELISA에 적합한 신뢰성 높은 EIF2S3 토끼 다클론 항체로, 쥐와 교차 반응성을 가집니다. 번역 개시 인자 eIF2-감마를 타겟으로 하며 단백질 합성 연구 및 eIF2 복합체 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	EIF2S3 토끼 pAb
비고/별칭	EIF2; EIF2G; MEHMO; MRXSBRK; eIF-2gA; EIF2gamma; EIF2S3
종	인간
GeneID (인간)	1968
GeneID	1968
면역원	인간 EIF2S3 (NP_001406.1)의 아미노산 173-472에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	쥐
SWISS	P41091
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스 팩