


Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 Eif3F 토끼 다클로날 항체(Pab) - O00303

품목 번호: CM0028945



소개

사람 EIF3F(eIF3-p47, MRT67, EIF3S5)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 번역 개시 및 Notch 신호 전달 연구에 적합합니다. ~38 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EIF3F Rabbit pAb
비고/별칭	MRT67; EIF3S5; eIF3-p47; EIF3F
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	8665
GeneID	8665
면역원(Immunogen)	사람 EIF3F (NP_003745.1)의 아미노산 88-357에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	O00303
단백질 분자량	38kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)