


Wb, If/Icc, Elisa용 Eif4Enif1 토끼 다클론 항체 - Q9Nra8

품목 번호: CM0017659



소개

WB, IF/ICC, ELISA용 EIF4ENIF1 토끼 다클론 항체(pAb). 진핵생물 번역 개시 인자 4E 수송체를 표적으로 하며, mRNA 안정성과 번역을 조절하는 핵심 P-바디 구성 요소입니다. 인간, 마우스, 랫드와 교차 반응합니다. 번역 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EIF4ENIF1 토끼 pAb
비고/별칭	4E-T; Clast4; EIF4ENIF1
종	인간
GeneID	56478
면역원	인간 EIF4ENIF1(NP_001157973.1)의 아미노산 150-250 영역에 해당하는 합성 펩타이드
항체 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9NRA8
단백질 분자량	108kDa
배송	아이스팩