

Eif4G2/P97 웨스턴 블롯, 면역조직화학-파라핀 포매(Ihc-P), 면역침전(Ip) 및 Elisa용 토끼 단일클론 항체 - P78344

품목 번호: CM0006275



소개

웨스턴 블롯, 면역조직화학, 면역침전 및 ELISA용 EIF4G2/p97 토끼 단일클론 항체. 인간, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 번역 개시 및 세포사멸 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EIF4G2/p97 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	P97; AAG1; DAP5; NAT1; EIF4G2/p97
종	인간
GeneID (인간)	1982
GeneID	1982
면역원	인간 EIF4G2/p97(NP_001409.3)의 아미노산 320~490에 해당하는 서열을 포함하는 재조합-융합 단백질
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P78344
단백질 분자량	102 kDa
배송	아이스백