

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Eif5A 토끼 다클로날 항체 - P63241

품목 번호: CM0023160



소개

사람 eIF5A를 타겟으로 하는 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람 및 마우스 eIF5A와 반응하며, 번역 신장 및 리보솜 구조에 관여합니다. 단백질 합성, 세포 사멸(apoptosis), 및 바이러스 복제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	eIF5A Rabbit pAb
비고/별칭	FABAS; EIF-5A; EIF5A1; eIF-4D; eIF5A1; eIF5A
종(Species)	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	1984
유전자 ID	1984
면역원(Immunogen)	사람 eIF5A (NP_001137234.1)의 아미노산 1-154에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	P63241
단백질 분자량	17kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)