


Wb, If/Icc, Elisa용 Eif6 토끼 다클론 항체 - P56537

품목 번호: CM0022452



소개

WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 인간 EIF6에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 내인성 EIF6(27kDa)를 검출하며 마우스 및 랫드와 교차 반응성을 보입니다. 번역 개시 및 리보솜 생합성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EIF6 토끼 pAb
비고/별칭	CAB; EIF3A; eIF-6; p27BBP; ITGB4BP; b(2)gcn; p27(BBP); EIF6
종	인간
유전자 ID	3692
면역원	인간 EIF6의 아미노산 1-245에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_852133.1)
항체 공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P56537
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스팩