

Elac2 Rabbit Pab - Q9Bq52

품목 번호: CM0028690



소개

웨스턴 블롯(WB), 면역조직화학(IHC-P) 및 ELISA에 대해 검증된 ELAC2 토끼 다클로날 항체; 인간, 마우스 및 래트 ELAC2를 검출하며, 이는 RNA 성숙 및 리보솜 조립에 관여하는 미토콘드리아 tRNA 가공 엔도뉴클레아제입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ELAC2 Rabbit pAb
비고/별칭	ELC2; HPC2; COXPD17; ELAC2
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	60528
GeneID	60528
항원(Immunogen)	재조합 단백질
원천(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 래트(Rat)
SWISS	Q9BQ52
단백질 분자량	92kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)