

Elapor1 Rabbit Pab - Q6Uxg2

품목 번호: CM0020119

소개

ELAPOR1 Rabbit pAb는 인간, 마우스, 래트의 ELAPOR1(111kDa)을 검출하는 WB 및 ELISA용 폴리클론항체입니다. 이 엔도솜/라이소솜 관련 세포사멸 및 자가포식 조절자는 암 및 세포사멸 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ELAPOR1 Rabbit pAb
비고/별칭	EIG121; KIAA1324; ELAPOR1
종	인간
GeneID (인간)	57535
GeneID	57535
면역원	인간 ELAPOR1 (NP_065826.2)의 아미노산 30-130에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
분류	폴리클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q6UXG2
단백질 분자량	111kDa
배송	아이스백