

Elmod3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q96Fg2

품목 번호: CM0026122

소개

ELMOD3 토끼 폴리클론 항체는 WB, ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 표적은 ARL2에 대한 GTPase 활성화 단백질로, 청력 손실과 관련이 있습니다. IVD 및 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ELMOD3 Rabbit pAb
비고/별칭	LST3; RBED1; RBM29; DFNA81; DFNB88; ELMOD3
종	인간
GeneID (인간)	84173
GeneID	84173
면역원	인간 ELMOD3 (NP_001128493.1)의 아미노산 290-381에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96FG2
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스백