

Elov16 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q9H5J4

품목 번호: CM0020793

소개

인간 ELOVL6을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 ELOVL6을 검출하며, 초장쇄 지방산 연장 및 지질 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ELOVL6 토끼 pAb
비고/별칭	FAE; LCE; FACE; hELO2; ELOVL6
종	인간
유전자 ID	79071
면역원	인간 ELOVL6 (NP_076995.1) 아미노산 50-150 영역의 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9H5J4
단백질 분자량	31kDa
배송 방식	아이스 팩