

Eno1 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa 용) - P06733

품목 번호: CM0015055



소개

인간 α -에놀레이즈(ENO1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에 사용 가능합니다. 마우스와 교차 반응하며 해당 단백질이 관여하는 해당과정, 전사 억제, 플라스미노겐 활성화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ENO1 토끼 pAb
비고/별칭	NNE; PPH; MPB1; ENO1L1; ENO1-IT1; HEL-S-17; ENO1
종	인간
유전자ID (인간)	2023
유전자ID	2023
면역원	제조업 단백질, 인간 ENO1 (NP_001419.1)의 아미노산 1-434에 해당하는 서열을 포함하는 제조업 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P06733
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스팩