

Eno2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P09104

품목 번호: CM0026027



소개

인간 감마-에놀라제(NSE)를 표적으로 하는 웨스턴 블롯 및 ELISA용 ENO2 Rabbit Polyclonal Antibody. 인간, 마우스, 래트와의 교차 반응성이 검증됨. 해당과정, 신경보호 및 암 바이오마커 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

사양	상세 정보
제품명	ENO2 Rabbit pAb
비고/별칭	NSE; HEL-S-279; ENO2
종	인간
유전자 ID (인간)	2026
유전자 ID	2026
면역원	인간 ENO2 (NP_001966.1)의 아미노산 1-127에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P09104
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스백