

Wb, If-P, Elisa용 Enos 토끼 다클론 항체 - P29474

품목 번호: CM0013675



소개

인간 내피성 일산화질소 합성효소(eNOS/NOS3)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF-P, ELISA에서 검증되었습니다. 133 kDa 밴드를 검출하며 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 혈관 및 NO 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	eNOS 토끼 pAb
비고/별칭	eNOS; ECNOS
종	인간
유전자ID (인간)	4846
유전자ID	4846
면역원	인간 eNOS (NP_000594.2)의 아미노산 1000-1203에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P29474
단백질 분자량	133kDa
배송 방식	아이스백