

Wb, Elisa용 Enpep 토끼 다클론 항체 - Q07075

품목 번호: CM0012858



소개

ENPEP 토끼 다클론 항체(APA/CD249/gp160)는 WB 및 ELISA에서 인간과 마우스의 글루타밀 아미노펩티다제를 검출하는 다클론 항체입니다. 고혈압 및 신장 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ENPEP 토끼 다클론 항체
비고/별칭	APA; CD249; gp160; ENPEP
종	인간
GeneID (인간)	2028
GeneID	2028
면역원	합성 펩타이드
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q07075
단백질 분자량	109kDa
배송	아이스팩