


Enpep Rabbit Pab For Wb, Ihc-P, Elisa - Q07075

품목 번호: CM0026946



소개

인간, 마우스 및 래트 샘플에서 글루타밀 아미노펩티다아제를 정확하게 검출합니다. 이 토끼 pAb는 고혈압 및 신장 생물학 연구에서 Western blot, IHC-P 및 ELISA를 지원합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	ENPEP Rabbit pAb
비고/별칭	APA; CD249; gp160; ENPEP
종	인간
GeneID (인간)	2028
GeneID	2028
면역원	인간 ENPEP (NP_001968.3)의 아미노산 708-957에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q07075
단백질 분자량	109kDa
배송	아이스백