

장바이러스 Ev71 3D 토끼 단클론 항체 (Wb, Elisa) - Ev71 3D

품목 번호: CM0004980

소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 응용 분야에 사용되는 장바이러스 EV71 3D 토끼 단클론 항체(mAb)입니다. 재조합 발현된 면역원을 사용하였으며, 사람 교차반응성을 가진 EV71 3D 단백질을 검출합니다. 바이러스학 연구 및 진단법 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	EV71 3D 토끼 단클론 항체
종	장바이러스
면역원	장바이러스 EV71 3D의 재조합 단백질
생산원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람
단백질 분자량	51kDa
배송 방법	아이스 팩