


Wb, Elisa용 Erab/Hsd17B10 Rabbit Monoclonal Antibody - Q99714

품목 번호: CM0002201



소개

인간 ERAB/HSD17B10 (HSD17B10, 유전자 ID 3028)에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 랫드 샘플과 교차 반응합니다. 27kDa 단백질 밴드를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ERAB/HSD17B10 Rabbit mAb
비고/별칭	ABAD; CAMR; ERAB; HCD2; MHBD; HADH2; MRPP2; MRX17; MRX31; SCHAD; MRXS10; SDR5C1; HSD10MD; 17b-HSD10; DUPXp11.22; ERAB/HSD17B10
종	인간
유전자 ID (인간)	3028
유전자 ID	3028
면역원	합성 펩타이드 인간 ERAB/HSD17B10 (Q99714)의 아미노산 162-261 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q99714
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스백