


Wb 및 Elisa용 Eral1 토끼 다클로날 항체 - O75616

품목 번호: CM0016446



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 고품질의 Anti-ERAL1 토끼 다클로날 항체입니다. 12S rRNA 결합 및 소단위 조립에 필수적인 미토콘드리아 GTPase인 인간, 마우스 및 랫트 ERAL1을 검출합니다. 미토콘드리아 연구 및 진단 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ERAL1 Rabbit pAb
비고/별칭	ERA; CEGA; ERA-W; H-ERA; ERAL1A; ERAL1B; HERA-A; HERA-B; PRLTS6; ERAL1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	26284
GeneID	26284
면역원(Immunogen)	인간 ERAL1 (NP_005693.1)의 아미노산 198-437에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	O75616
단백질 분자량	48kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)