


Esra Rabbit Mab For Wb - P03372

품목 번호: CM0004061



소개

WB, IP, ELISA, ChIP 및 유세포 분석에 대해 검증된 재조합 ESRα 토끼 단일클론 항체입니다. 호르몬 신호 전달, 암 및 생식 연구를 위해 인간 에스트로젠 수용체 알파(ERα)를 타겟팅합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ESRα Rabbit mAb
비고/별칭	ER; ESRα
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	2099
항원(Immunogen)	인간 ESRα (NP_000116.2)의 아미노산 495-595에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IP, ELISA, ChIP, FC (intra)
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P03372
단백질 분자량	66kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)