

Wb, Elisa용 Esrp1 토끼 다클론 항체 - Q6Nxg1

품목 번호: CM0014038



소개

사람 및 마우스에서 WB와 ELISA용으로 검증된 ESRP1 토끼 다클론 항체입니다. EMT 및 상피 특이적 아이소폼 조절에 관여하는 스플라이싱 인자인 상피 스플라이싱 조절 단백질 1을 표적으로 합니다. 난청 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ESRP1 토끼 pAb
비고/별칭	RBM35A; RMB35A; DFNBI09; ESRP1
종	사람
유전자 ID	54845
면역원	사람 ESRP1(NP_060167.2)의 아미노산 1-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스
SWISS	Q6NXG1
단백질 분자량	76kDa
배송	아이스팩