


Wb 및 Elisa용 Esrrb 토끼 다클로날 항체 - O95718

품목 번호: CM0027990



소개

웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA용으로 검증된 ESRRB 토끼 다클로날 항체입니다. 사람 및 마우스 ERR2 핵 수용체를 인식합니다. 줄기세포 만능성, 초기 발생 및 전사 조절 연구에 적합합니다. O95718.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ESRRB Rabbit pAb
비고/별칭	ERR2; ERRb; ESRL2; NR3B2; DFNB35; ERRbeta2; ERR beta-2; ESRRB
종(Species)	사람 (Human)
GeneID (사람)	2103
GeneID	2103
면역원(Immunogen)	사람 ESRRB (NP_004443.3)의 아미노산 434-508에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	O95718
단백질 분자량	48kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)