


Wb, If/Icc, Elisa용 Etf1 Rabbit Pab - P62495

품목 번호: CM0030520



소개

인간 ETF1에 대한 폴리클로날 토끼 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 랫트의 ETF1(49 kDa)을 인식하는 번역 종결 인자입니다. 단백질 합성 및 무의미 매개 감쇠 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	ETF1 Rabbit pAb
비고/별칭	ERF; RF1; ERF1; TB3-1; D5S1995; SUP45L1; ETF1
종	인간
GeneID (인간)	2107
GeneID	2107
면역원	인간 ETF1의 아미노산 278-437 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질 (NP_004721.1).
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P62495
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스백