

Ets1 토끼 Pab - P14921

품목 번호: CM0019093



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 사용되는 인간 ETS1 전사 인자에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 유전자 조절, 면역 및 혈관신생 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ETS1 토끼 pAb
비고/별칭	p54; ETS-1; EWSR2; c-ets-1; ETS1
종	인간
유전자 ID	2113 (인간)
면역원	인간 ETS1(NP_005229.1)의 아미노산 1~260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P14921
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스 팩